




**Каталог**

## Набор клампов и инструментов "Техник Сет"



Комплектация:

- а) 12 клампов в ассортименте: (№1, 2, 4, 7, 8, 8А, 9,12А,13А,14,14А, 210);
- б) щипцы для постановки клампов;
- в) пробойник для прокалывания отверстий;
- г) рамка для латексного листа;
- д) подставка для стерилизации и хранения клампов (металлическая).

## Клампы Бринкера



**B1**- универсальный кламп для моляров верхней и нижней челюстей

**B2**- для моляров верхней челюсти левой стороны

**B3**- для моляров верхней челюсти правой стороны



















**B4**- универсальный микро кламп для всех групп зубов

















**B5**- узкий кламп-бабочка для фронтальных зубов верхней и нижней челюстей

**B6**- широкий кламп-бабочка для фронтальных зубов верхней и нижней челюстей

# Клампы Dentech Corporation, Япония

## КЛАМПЫ ДЛЯ МОЛЯРОВ (производитель – Dentech Corporation, Япония)

Наименование продукции	Изображение	Наименование продукции	Изображение
<b>№3.</b> Кламп для маленьких моляров с плоскими щечками		<b>№W3.</b> Кламп для маленьких моляров с плоскими щечками,аналог #3, но без крыльев	
<b>№4.</b> Кламп для маленьких моляров ,аналог #3, но с изогнутыми щечками		<b>№5.</b> Кламп для нижних моляров	
<b>№7.</b> Кламп для нижних моляров,с плоскими щечками		<b>№7A.</b> Кламп для очень больших нижних моляров	
<b>№ 8.</b> Кламп для нижних моляров, с закругленными щечками		<b>№8A.</b> Кламп для нижних корней, с жесткими изогнутыми щечками	
<b>№W8A.</b> Кламп для нижних корней, аналог #8A но без крыльев		<b>№U67.</b> Кламп специальный для верхних вторых моляров,компактный	
<b>№10.</b> Кламп для малых нижних корней, правый		<b>№11.</b> Кламп для малых нижних корней, левый	
<b>№12A.</b> Кламп для третьих моляров,зубчатые щечки, правый		<b>№13A.</b> Кламп для третьих моляров,зубчатые щечки, левый	
<b>№14.</b> Кламп для полуразрушенных моляров		<b>№14A.</b> Кламп для полуразрушенных моляров,аналог #14,но с большими щечками	
<b>№18.</b> Кламп для верхних и нижних моляров, закругленные щечки		<b>№24.</b> Кламп для глубоких щечных полостей на молярах, расширенный левый щечный край	

<p><b>№25.</b> Клампы для глубоких щечных полостей на молярах, расширенный правый щечный край</p>		<p><b>№26.</b> Клампы для верхних моляров, специально для разрушенных зубов</p>	
<p><b>№28.</b> Клампы для верхних и нижних моляров, очень широкие края для более широкого обзора</p>		<p><b>№30.</b> Клампы для моляров с изогнутой левой стороной</p>	
<p><b>№31.</b> Клампы для моляров с изогнутой правой стороной</p>		<p><b>№51.</b> Клампы для моляров с обоими изогнутыми сторонами</p>	
<p><b>№56.</b> Клампы для нижних моляров, аналог #5, но с изогнутыми щечками</p>		<p><b>№56А.</b> Клампы для больших нижних моляров, аналог #56, но с большими крыльями</p>	
<p><b>№138.</b> Клампы для третьих моляров, левый</p>		<p><b>№139.</b> Клампы для третьих моляров, правый</p>	
<p><b>№200.</b> Клампы для нижних моляров, с крыльями, широкие края</p>		<p><b>№201.</b> Клампы аналог #200, но с изогнутыми щечками</p>	
<p><b>№202.</b> Клампы для больших моляров, аналог #200, но с большими щечками</p>		<p><b>№203.</b> Клампы для маленьких нижних моляров, правый</p>	
<p><b>№204.</b> Клампы для маленьких нижних моляров, левый</p>		<p><b>№205.</b> Клампы для верхних моляров с жесткой пружиной</p>	



**КЛАМПЫ ДЛЯ ПРЕМОЛЯРОВ** (производитель – Dentech Corporation, Япония)

<p><b>№0.</b> Клампы для малых премоляров и педо центральных</p>		<p><b>№00.</b> Клампы для малых премоляров и педо центральных, меньших чем #0</p>	
<p><b>№1.</b> Клампы для корней премоляров, с глубоко изогнутыми щечками</p>		<p><b>№1А.</b> Клампы для цервикальных полостей премоляров</p>	
<p><b>№2.</b> Клампы для нижних премоляров, с плоскими щечками</p>		<p><b>№2А.</b> Клампы для нижних премоляров, с плоскими щечками, аналог #2, но с большими щечками</p>	
<p><b>№W2А.</b> Клампы для нижних премоляров, с плоскими щечками, аналог #2А, но без крыльев</p>		<p><b>№22.</b> Клампы для верхних и нижних премоляров, с плоскими щечками, аналог #207, но без крыльев</p>	
<p><b>№27.</b> Клампы для верхних и нижних премоляров, с изогнутыми щечками, аналог #206, но без крыльев</p>		<p><b>№206.</b> Клампы для верхних и нижних премоляров, с изогнутыми щечками</p>	
<p><b>№207.</b> Клампы для верхних и нижних премоляров, с плоскими щечками</p>		<p><b>№208.</b> Клампы для больших премоляров, аналог #207</p>	
<p><b>№209.</b> Клампы для нижних премоляров, с плоскими щечками</p>			

**КЛАМПЫ ЛАБИАЛЬНЫЕ – «БАБОЧКИ» (производитель – Dentech Corporation, Япония)**

<p><b>№6.</b> Кламп "бабочка" для лабиальных полостей</p>		<p><b>№9.</b> Кламп "бабочка" для передних</p>	
<p><b>№210.</b> Кламп "бабочка" для центральных</p>		<p><b>№211.</b> Кламп "бабочка" универсальный для лабиальных полостей на передних</p>	
<p><b>№212.</b> Кламп цервикальный для лабиальных полостей, по Ferrier</p>		<p><b>№90N.</b> Кламп "бабочка", усиленный, для передних</p>	

**КЛАМПЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ (производитель – Dentech Corporation, Япония)**

<p><b>№ G-1.</b> Кламп удерживающий для повязок и ватных ролов, не для раббердама, правый</p>		<p><b>№ G-2.</b> Кламп удерживающий для повязок и ватных ролов, не для раббердама, левый</p>		
---	---	--	---	--

**КЛАМПЫ ТИГРОВЫЕ С ЗУБЧИКАМИ (производитель – Dentech Corporation, Япония)**

<p><b>№1Т.</b> Кламп для корней премоляров, с глубоко изогнутыми щечками, тигровый</p>		<p><b>№1АТ.</b> Кламп для цервикальных полостей премоляров, тигровый</p>	
<p><b>№2Т.</b> Кламп для нижних премоляров, с плоскими щечками, аналог #2, тигровый</p>		<p><b>№2АТ.</b> Кламп для нижних премоляров, с плоскими щечками, аналог #2, но с большими щечками, тигровый</p>	
<p><b>№14Т.</b> Кламп для полуразрушенных моляров, тигровый</p>			