



Каталог

Биноклярные лупы HEINE C 2.3

Многоцелевые лупы по хорошей цене



C 2.3

- **Идеально подходят для применения в зуботехнических лабораториях и общемедицинских исследований.**
- **Четкое и чистое изображение.** Линзы из кварцевого стекла с защитой от царапин и несколькими покрытиями обеспечивают получение четких и чистых изображений.
- **Гибкость для точной регулировки.** Независимо настраиваемые элементы управления межзрачковым расстоянием обеспечивают точное совмещение оптики.
- **Очень легкие и удобные — всего 46 г.** Гибкие загнутые дужки прилегают к голове пользователя, следуя изгибам анатомии, и обеспечивают надежную и удобную фиксацию. Подпружиненные дужки адаптируются к анатомии пользователя. Легкая металлическая оправа.

- **Идеальная многоцелевая лупа.** Легчайший вес, миниатюрная конструкция и низкая цена превращают лупу С 2.3 в идеальную многоцелевую лупу.
- **Рабочее расстояние 340 или 450 мм (13 или 18 дюймов).**
- Также доступна версия **С 2.3 К с креплением на облегченном обруче.**



Характеристики	С2.3х/340 мм	С2.3х/450 мм
Увеличение	2,3х	2,3х
Рабочее расстояние	340 мм	450 мм
Диаметр поля обзора	110 мм	130 мм
Вес	46 г	46 г
Глубина резкости	120 мм	190 мм
Коррекция рефракции пользователя	Эффективное рабочее расстояние С2.3х/340 мм	Эффективное рабочее расстояние С2.3х/450 мм
+2	440 мм	670 мм
+1	390 мм	560 мм
0	340 мм	450 мм
-1	300 мм	420 мм
-2	270 мм	370 мм

Важная информация для тех, кто носит очки

С лупами серии С 2.3 К можно работать без очков. Если вы предпочитаете работать без очков, тогда в таблице, приведенной выше, указано, как ваша ошибка рефракции повлияет на рабочее расстояние. Если вы не уверены, какие корректирующие линзы вам нужны, обратитесь к своему офтальмологу.

Биноккулярные лупы С 2.3/С 2.3 К

Лупа С 2.3/340, в кейсе	С-000.32.039
Лупа С 2.3/450, в кейсе	С-000.32.202
Лупа С 2.3 К/340 с креплением на обруч, в кейсе	С-000.32.230
Лупа С 2.3 К/450 с креплением на обруч, в кейсе	С-000.32.231

Принадлежности



Принадлежности к биноклярным лупам С 2.3/С 2.3 К

Защитный кейс для луп С 2.3 и принадлежностей

C-000.32.038

Съемные защитные линзы для луп С 2.3 и С 2.3 К.

Для защиты оптики. Можно использовать стандартные методы стерилизации.

C-000.32.097